

KTG F15



Unikátní fetální
a mateřský monitor

Evoluční generace kardiotokografu pro monitorování plodu a matky

Fetální a mateřský monitor řady F15 je dokonalou kombinací špičkového kardiotokografu s pokročilými technologiemi a sofistikovaným algoritmem pro novou éru porodnictví.

S nejmodernějším designem, elegantním vzhledem a silné mechanické konstrukci jsou KTG řady F 15 vhodná pro efektivní a inovativní práci na klinikách.

Špičková technologie, neuvěřitelný výkon.

Sofistikovaný systém alarmů s inteligentním algoritmem

Základním účelem monitorování plodu je včasné rozpoznání abnormálních stavů. Kardiotokograf F15 spustí alarm jakmile se objeví nebezpečný průběh FHR v souladu s mezinárodními standardy.

Míra potlačení púlení a zdvojení FHR: 99%



Inovativní bezdrátová kardiokografie

+420 495 220 206
www.polymed.cz

Komplexní bezdrátové řešení pro nepřetržité sledování matky a plodu, které osvobozuje personál a matky od nepříjemných kabelů.



Kardiokograf F15 Air

P 07777 **1ks**

Komplexní bezdrátové monitorovací řešení. Všechny parametry plodu a matky lze monitorovat bezdrátově.



Automatická záloha
Interní paměť sondy na posledních 15 min.



Trojčata
Monitorování trojčat připojením třetí US sondy.



Funkční design
Lehké voděodolné sondy s IP68.



Kardiokograf F15

P 08090 **1ks**

Kabelová verze kardiokografu F15 Air.



Plug & Play
Jednoduché připojení sond s identifikací plodu.



TOCO - MHR
Srdeční rytmus matky lze detekovat zároveň s děložní činností.



Platnost akce může být omezena. Za tiskové chyby neručíme. Tyto slevy nelze kombinovat s jinými slevami či akčními cenami. Uvedené ceny jsou určeny pro konečného spotřebitele. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonné výši.



Sdílejte naše vize

Modul FT20

P 08994 **1ks**

Bezdrátový modul mateřských parametrů.
Podpora NIBP, SpO₂ a PR.
Nositelný modul poskytuje matce více možností polohování a pohybu.



63 480,-

+420 495 220 206
www.polymed.cz

Modul FECG-TA

P 09302 **1ks**

Pokročilý modul pro kardiokograf F15 Air dokáže snímat FHR a MHR z povrchových nalepovacích elektrod díky technologii fEKG a mEKG a současně měřit EHG. Díky provedení „vše v jednom“ mají matky a personál více možností během monitorování.

Přesnost

- Autonomní mEKG pro kalibraci
- Přesná identifikace R-R intervalu z EKG
- Spolehlivost u žen s vysokým BMI

Komfort

- Pokrytí plodu ve všech polohách
- Hmotnost méně než 150 g

Provedení

„vše v jednom“

- Monitorování fEKG, mEKG, FHR, MHR, UA a FM jedním modulem.



98 000,-

Luxusní pojízdný stojan

P 09073 **1ks**

28 880,-



POLYMED medical CZ, a.s.

Petra Jilemnického 14/51, 503 01 Hradec Králové
Tel.: +420 495 220 206 / E-mail: helpdesk@polymed.cz

