

Prémiové vlastnosti systému 950

+420 495 220 206
www.polymed.cz



Snadné nastavení a použití

- Integrované snímače
- Dotyková obrazovka
- Snadné sestavení

Snadné nastavení a použití

Minimální kondenzace

- ThermAdapt pro novorozence
- Inspirační technologie AirSpiral
- Expirační technologie Evaqua2

Minimální kondenzace

Pokročilá ochrana

- Kupolová ochrana snímačů SensiDomes
- Intuitivní alarmy

Pokročilá ochrana

Platnost akce může být omezena. Za tiskové chyby neručíme. Tyto slevy nelze kombinovat s jinými slevami či akčními cenami. Uvedené ceny jsou určeny pro konečného spotřebitele. Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH 21%.




Sdílejte naše vize

Respirační podpora dospělých

+420 495 220 206
www.polymed.cz

Systém 950 umožňuje snadný přechod mezi terapiemi napříč kontinuem respirační péče dospělých pacientů.



3 režimy



1 typ inspirační hadice




14 denní použití

Respirační podpora novorozenců


Systém 950 umožňuje snadný přechod mezi terapiemi napříč kontinuem respirační péče novorozeneckých pacientů.



unikátní režim



1 typ inspirační větve



14 denní použití

VYZKOUŠEJTE PRÉMIOVÝ ZVLHČOVAČ 950!

Pro ukázkou systému a bezplatnou zápůjčku kontaktujte prosím naše produktové specialisty nebo navštivte www.950.cz



POLYMED medical CZ, a.s.
Petra Jilemnického 14/51, 503 01 Hradec Králové
Tel.: +420 495 220 206 / E-mail: helpdesk@polymed.cz



+420 495 220 206
www.polymed.cz

ZVLHČOVAČ 950



NOVÁ GENERACE ZVLHČOVAČŮ DÝCHACÍCH PLYNŮ

#950

WWW.950.CZ

Zvlhčovač 950

+420 495 220 206
www.polymed.cz

Zvlhčovač MR 950 je prémiový zvlhčovač nové generace, který zaručuje podávání optimálně zvlhčených a ohřátých dýchacích plynů pacientů od novorozence po dospělé.


Optimální vlhkost

Optimální vlhkost je stav, při kterém naše dýchací cesty přirozeně ohřívají a zvlhčují vdechovaný plyn na teplotu **37°C** a vlhkost **44 mg/L H₂O**

Optimální vlhkost pomáhá přirozené obraně dýchacích cest a podporuje účinnou výměnu plynů a ventilaci u zaintubovaných pacientů. Optimální vlhkost je vyžadována u pacientů s respirační podporou Optiflow NHF a u pacientů na neinvazivní ventilaci.

Nastavení komfortu

Zvlhčovač 950 umožňuje u pacientů na neinvazivní formě respirační podpory upravit množství tepla a vlhkosti s ohledem na komfort pacienta.



- režim invazivní 37°C
- režim maska 31°C / 29°C / 27°C
- režim Optiflow 37°C / 35°C / 33°C

Složení zvlhčovače



950™ – Tepelná základna
P 08149 1ks

80 000,-



950™ – Kazeta snímačů
P 08150 1ks

16 990,-



950™ – Expirační výhřevný adaptér
P 08151 1ks

2 990,-





Sdílejte naše vize

Platnost akce může být omezena. Za tiskové chyby neručíme. Tyto slevy nelze kombinovat s jinými slevami či akčními cenami. Uvedené ceny jsou určeny pro konečného spotřebitele. Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH 21%.

System 950 pro dospělé

+420 495 220 206
www.polymed.cz



Příklady použití

Invazivní ventilace pro dospělé

2 200,-

Neinvazivní ventilace pro dospělé

1 980,-

Optiflow Nasal High Flow pro dospělé

1 980,-




Sdílejte naše vize

Platnost akce může být omezena. Za tiskové chyby neručíme. Tyto slevy nelze kombinovat s jinými slevami či akčními cenami. Uvedené ceny jsou určeny pro konečného spotřebitele. Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH 21%.

System 950 pro novorozence

+420 495 220 206
www.polymed.cz



Příklady použití

Invazivní ventilace pro novorozence

2 900,-

CPAP pro novorozence

2 900,-

Optiflow NHF pro novorozence

2 900,-



Sdílejte naše vize

Platnost akce může být omezena. Za tiskové chyby neručíme. Tyto slevy nelze kombinovat s jinými slevami či akčními cenami. Uvedené ceny jsou určeny pro konečného spotřebitele. Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH 21%.