

## AIRVO™ 2 Nasal High Flow Specifikace:


- Barevný grafický displej
- Bezúdržbový integrovaný senzor O<sub>2</sub>
- Integrovaný výhřevný adaptér
- Integrovaný teplotní snímač

**Nastavení průtoku:**  
10 až 60 l/min  
(2 až 25 l/min pro děti)

**Nastavení teploty:**  
37, 34 a 31 °C

**Rozměry:**  
295 × 170 × 175 mm

**Hmotnost:**  
2,2 kg



**98 000,-**

**1 AIRVO 2 Nasal High Flow**

P 04653 **1ks**

**12 900,-**

**2 Stojan pro AIRVO 2**

P 06100 **1ks**

**1 900,-**

**3 Košík na stojan pro AIRVO2**

P 06101 **1ks**

**5 200,-**

**4 Držák na stojan pro AIRVO2**

P 06102 **1ks**

**5 000,-**

**5 Průtokoměr 70 l, O<sub>2</sub>, RS**

P 07836 **1ks**

**19 600,-**

**6 Ovládací jednotka Aerogen Pro-X**

P 07111 **1ks**

**1 390,-**

**7 Mikronebulizátor Aerogen Solo**

P 07070 **1ks**

**2 390,-**

**8 AIRVO 2 AG - dýchací okruh vč. komory**

P 07079 **1ks**

**690,-**

**9 Kanyla nosní OptiFlow PLUS, M**

P 06105 **1ks**

**2 180,-**



**AIRVO 2 - dýchací okruh vč. komory**  
P 06859 **1ks**



**AIRVO 2 AG - dýchací okruh vč. komory**  
P 07079 **1ks**



Sdílejte naše vize

ZVYŠTE SVÁ OČEKÁVÁNÍ

VYZKOUŠEJTE  
NOVOU GENERACI  
ZVLHČOVAČŮ

#950



950.cz

+420 495 220 206  
www.polymed.cz

## Servis zdravotnických prostředků společnosti Fisher&Paykel

Společnost POLYMED medical CZ, a.s. obchodně zastupuje společnost Fisher&Paykel a plně poskytuje autorizovaný záruční a pozáruční servis (pravidelné bezpečnostní kontroly).

Pravidelná bezpečnostně  
technická kontrola  
- zvlhčovačů MR

**1 500,-**

Pravidelná bezpečnostně  
technická kontrola  
- Airvo 2

**3 920,-**



MR810



MR850



MR950



AIRVO 2

Máte zájem o bližší informace nebo bezplatnou  
zápůjčku nové tepelné základny MR950?  
Neváhejte kontaktovat naše produktové  
manažery Fisher&Paykel!



Pro dosažení optimální vlhkosti  
používejte pouze schválené okruhy,  
komory a příslušenství společnosti  
Fisher&Paykel, aby nedocházelo  
k nežádoucím příhodám!



POLYMED medical CZ, a.s.  
Petra Jilemnického 14/51, 503 01 Hradec Králové  
Tel.: +420 495 220 206 / E-mail: helpdesk@polymed.cz



V25.1



+420 495 220 206  
www.polymed.cz

# OPTIFLOW NASAL HIGH FLOW



#AIRVUJEME

WWW.AIRVUJEME.CZ

Platnost akce může být omezena. Za tiskové chyby neručíme.  
Tyto slevy nelze kombinovat s jinými slevami či akčními cenami. Uvedené ceny jsou určeny pro konečného spotřebitele.  
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonné výši.

# AIRVO™ 2 Nasal High Flow

Nasal High Flow generátor  
s **integrováním zvlhčovačem**  
a **ohřevem vdechované směsi**.  
Pro použití s nosními kanylami  
Optiflow Plus.



**+** Zlepšuje

- okysličení
- mukociliární clearance
- úlevu od příznaků
- komfort pacienta

**↑** Zvyšuje

- objem plic na konci výdechu
- dechový objem

**↓** Snižuje

- dechovou frekvenci
- oxid uhličitý
- míru úmrtnosti
- eskalaci péče

## Optiflow Nasal High Flow



- Jednoduché nastavení** teploty a průtoku
- Ergonomický design kanyly** Optiflow PLUS pro pohodlné podávání vysokých průtoků
- Systém Evaqua™ 2** snižuje kondenzaci
- Vyhřívaná dýchací hadice**
- Vstup pro O<sub>2</sub>** s integrováním blenderem a analyzátozem O<sub>2</sub>
- Samodoplňující vodní komora**
- Vestavěný teplotní snímač** zajišťuje volnost od externích kabelů
- Integrovaný generátor průtoku** (až 60 l/min)

Platnost akce může být omezena. Za tiskové chyby neručíme.  
Tyto slevy nelze kombinovat s jinými slevami či akčními cenami. Uvedené ceny jsou určeny pro konečného spotřebitele.  
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonné výši.



Sdílejte naše vize


# OPTIFLOW

## Vaše první volba pro pacienty s respiračními obtížemi

### Fyziologické účinky


#### Zmenšení mrtvého prostoru

Výplach anatomických mrtvých prostor.




#### Dynamický pozitivní tlak v dýchacích cestách

Přirozená respirační podpora.




#### Přesné podávání dodatečného kyslíku

Precizní řízení saturace.



#### Zvlhčování dýchacích cest

Optimální vlhkost umožňuje komfortní podávání vysokých průtoků.




Platnost akce může být omezena. Za tiskové chyby neručíme.  
Tyto slevy nelze kombinovat s jinými slevami či akčními cenami. Uvedené ceny jsou určeny pro konečného spotřebitele.  
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonné výši.




Sdílejte naše vize

## Využijte naplno možnosti systému OPTIFLOW NHF!

Ověření výhod nových standardů léčebné péče  
v klinické praxi s využitím EBM studií.



## Význam nosní kanyly s vysokým průtokem jako strategie podpory dýchání u dospělých



Platnost akce může být omezena. Za tiskové chyby neručíme.  
Tyto slevy nelze kombinovat s jinými slevami či akčními cenami. Uvedené ceny jsou určeny pro konečného spotřebitele.  
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonné výši.



Sdílejte naše vize