




+420 495 220 206  
www.polymed.cz

# OPTIFLOW+ Duet



Asymetrické patientské rozhraní pro  
**Nasal High Flow**

**#AIRVUJEME**

[WWW.POLYMED.CZ](http://WWW.POLYMED.CZ)


# Asymetrické pacientské rozhraní OPTIFLOW+ Duet

+420 495 220 206  
www.polymed.cz

Revoluční asymetrická nosní kanyla OPTIFLOW+ Duet pro Nasal High Flow. Asymetrická velikost hrotů zvyšuje generovaný tlak díky lepší okluzi a menším únikům vzduchu kolem hrotů. Přesto zajišťuje, aby nedošlo k úplné okluzi, čímž zachovává otevřený systém. Současně umožňuje efektivní výplach fyziologických mrtvých prostor a snižuje hlučnost.

**Symetrická kanyla pro NHF**

**Asymetrická kanyla pro NHF**



**790,-**

**Kanyla nosní OPTIFLOW+ Duet, S**  
P 08236 **1ks**


**Kanyla nosní OPTIFLOW+ Duet, M**  
P 08237 **1ks**

**Kanyla nosní OPTIFLOW+ Duet, L**  
P 08238 **1ks**



Vyzkoušejte aplikaci  
OPTIFLOW DUET



## Výplach mrtvého prostoru v horních dýchacích cestách



## PEEP v horních dýchacích cestách



Přirozená mezera zachovává otevřený systém



**POLYMED medical CZ, a.s.**

Petra Jilemnického 14/51, 503 01 Hradec Králové  
Tel.: +420 495 220 206 / E-mail: helpdesk@polymed.cz

