

Visairo™



Celobličejeová NIV maska s unikátním plovoucím těsněním a stabilizačními křídly, které společně synergicky pomáhají vytvářet technologii dynamické podpory zajišťující vysoký výkon a pohodlné utěsnění bez tlaku na nosní most.

Maska Visairo navíc uvolňuje místo pro zorné pole pacienta, aniž by to bylo na úkor stability a výkonu.

Maska Visairo™ RT075

neventilovaná maska pro jednohadicové okruhy

Maska Visairo RT075, A

P 09273 **1ks**

Maska Visairo RT075, B

P 09274 **1ks**

Maska Visairo RT075, C

P 09275 **1ks**


2 200,-

Navržena pro vysoký výkon, jednoduché použití a komfort.



Stabilizační křídla

Stabilizační křídla v rámu masky poskytují oporu plovoucímu těsnění, aby stabilně a pohodlně zůstalo na obličeji pacienta.



Plovoucí těsnění

Měkké silikonové plovoucí těsnění je odděleno od rámu masky a tím se pohodlně vznáší pod nosem pacienta.

Maska Visairo™ RT076

neventilovaná maska pro dvouhadicové okruhy

Maska Visairo RT076, A

P 09276 **1ks**

Maska Visairo RT076, B

P 09277 **1ks**

Maska Visairo RT076, C

P 09278 **1ks**

2 200,-

Maska Visairo™ RT077

ventilovaná maska pro jednohadicové okruhy

Maska Visairo RT077, A

P 09279 **1ks**

Maska Visairo RT077, B

P 09280 **1ks**

Maska Visairo RT077, C

P 09281 **1ks**

2 200,-

Nivairo™



- 1 **RollFit™** manžeta se přizpůsobí různým tvarům obličeje a minimalizuje tlak na nosní můstek
- 2 **TubeFit™** zóny pro umístění nasogastrické nebo orogastrické sondy
- 3 **ErgoFit™** popruhy pro větší pohodlí
- 4 **Easy Clips** umístěné na obou stranách masky pro jednoduché uchycení masky
- 5 **Dvojitě otočné kolínko** zajišťuje flexibilitu při polohování a pohybu pacienta
- 6 **Samonastavovací hlavový popruh** usnadňuje nasazení, udržuje správnou polohu masky během terapie a pomáhá snížit tlak na nosní můstek

Maska pro neinvazivní ventilaci Nivairo™

RollFit™ manžeta

- přizpůsobí se různým tvarům obličeje
- minimalizuje tlak na nosní můstek

TubeFit™ zóny

- umístění nazogastrické sondy
- umístění orogastrické sondy

ErgoFit™ popruhy

- usnadňují nasazování a nastavování

Maska Nivairo™ RT045
pro neinvazivní ventilátory
antiasfyktické kolínko (EE)

Maska Nivairo RT045, S
P 06697 **1ks**

Maska Nivairo RT045, M
P 06698 **1ks**

Maska Nivairo RT045, L
P 06699 **1ks**

1 800,-

Maska Nivairo™ RT046
pro invazivní ventilátory
standardní kolínko (SE)

Maska Nivairo RT046, S
P 06700 **1ks**

Maska Nivairo RT046, M
P 06701 **1ks**

Maska Nivairo RT046, L
P 06702 **1ks**

1 800,-