

Výkonný zobrazovací monitor a procesor

+420 495 220 206
www.polymed.cz




Automatické nastavení jasu

Zajišťuje rovnoměrný jas hlubokých i povrchových oblastí, eliminuje odchylky obrazu automatickou úpravou osvětlení a zpracováním obrazu při nadměrném osvitu.




Vícevrstvé sloučení



Konvenční obraz


Vícevrstvé sloučení

Zajišťuje jasnost každého zmrazeného snímku a zabraňuje zbytečnému a opakovanému zmrazování.




Zlepšené zobrazení cév

Vylepšené zobrazení cév pomáhá lékařům identifikovat a rozlišovat patologické cíle.



Vícevrstvé sloučení



Konvenční obraz

Bry Monitor PV-20A

P 09477 **1ks**

Parametry	Bry Monitor PV-20A
Obrazovka	12,1" dotyková obrazovka
Funkce	Fotografování / nahrávání Vylepšení obrazu Elektronické zvětšení Pozastavení obrazu
Rozhraní	HDMI, USB



Bry Procesor DV-20A

P 09569 **1ks**

Parametry	Bry Procesor DV-20A
Obrazovka	Procesor pro připojení externích obrazovek
Funkce	Fotografování / nahrávání Vylepšení obrazu Elektronické zvětšení Pozastavení obrazu
Rozhraní	DVI / SDI / CVBS / HDMI / USB



Bry Stojan pro monitor

P 09478 **1ks**



NAVŠTIVTE WWW.POLYMED.CZ
PRO VÍCE INFORMACÍ




POLYMED medical CZ, a.s.
Petra Jilemnického 14/51, 503 01 Hradec Králové
Tel.: +420 495 220 206 / E-mail: helpdesk@polymed.cz



+420 495 220 206
www.polymed.cz

Bry

Jednorázové bronchoskopy



WWW.POLYMED.CZ

Platnost akce může být omezena. Za tiskové chyby neručíme.
Tyto slevy nelze kombinovat s jinými slevami či akčními cenami. Uvedené ceny jsou určeny pro konečného spotřebitele.
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonné výši za jeden kus.




Sdílejte naše vize

Jednorázový flexibilní videobronchoskop Bry

+420 495 220 206
www.polymed.cz

Vyzkoušejte pevnost s měkkostí pro zajištění ostrosti a zřetelnosti.

Axiální rotace
Zabraňuje nadměrnému ohýbání kloubů a špatnému držení těla vyšetřujících lékařů.



Měkká zaváděcí část
Dokonalá rovnováha mezi pevností a měkkostí pro rychlé zavedení bronchoskopu.

Přenos krouticí síly
Profesionální design a materiál umožňují, aby zaváděcí část kombinovala pevnost s měkkostí pro usnadnění ovládání.



Vysoká tuhost segmentové kostry
Snižuje ztrátu ohybového úhlu při použití s endoskopickými nástroji



Zorné pole
Nabízí široký optický rozsah




1 milion pixelů
Přináší čistý obraz




Otočný sací port
Snižuje ergonomické zatížení a zvyšuje ovladatelnost



Pasivní ohýbání
Umožňuje snadnější posun při menším tlaku, čímž snižuje nepohodlí a riziko poranění



Široký úhel ohybu
Nahoru a dolů 220°, zajišťuje obratnost při vyšetřování a snadnou manipulaci



Držák ETT
Efektivně fixuje endotracheální trubici



Platnost akce může být omezena. Za tiskové chyby neručíme. Tyto slevy nelze kombinovat s jinými slevami či akčními cenami. Uvedené ceny jsou určeny pro konečného spotřebitele. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonné výši za jeden kus.



Sdílejte naše vize

Platnost akce může být omezena. Za tiskové chyby neručíme. Tyto slevy nelze kombinovat s jinými slevami či akčními cenami. Uvedené ceny jsou určeny pro konečného spotřebitele. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonné výši za jeden kus.



Sdílejte naše vize

+420 495 220 206
www.polymed.cz

Jednorázový flexibilní videobronchoskop Bry

+420 495 220 206
www.polymed.cz



- 1 Bry Jednorázový bronchoskop 2,5 x 1,2 mm, 400pi** 5 900,-
P 09479 **5ks**
- 2 Bry Jednorázový bronchoskop 4,8 x 2,2 mm, 1000pi** 5 900,-
P 09480 **5ks**
- 3 Bry Jednorázový bronchoskop 5,2 x 2,2 mm, 1000pi** 5 900,-
P 09481 **5ks**
- 4 Bry Jednorázový bronchoskop 5,2 x 2,8 mm, 400pi** 5 900,-
P 09482 **5ks**

- Připraveno k použití**
- Přenosné a sterilní**
- Nulová údržba**

Ultra-tenký
Velmi malý vnější průměr 2,5 mm s pracovním kanálem 1,2 mm, velmi užitečný pro vyšetření distálních bronchiálních větví a vedení nazo/oro-tracheální intubace.

Diagnostický
Dostupný s vnějším průměrem 5,2 mm (a 4,8 mm) s pracovním kanálem 2,2 mm, účinný pro BAL a konvenční bronchoskopii.

Terapeutický
Vnější průměr 5,2 mm s pracovním kanálem 2,8 mm, univerzální nástroj pro všechny diagnosticko-terapeutické bronchoskopické výkony.

Parametry	Bry jednorázový bronchoskop
Zorné pole	120° ± 15 %
Hloubka pole	3 ~ 100 mm
Světlo	LED
Délka	600 mm
Vnější průměr	2,5 / 4,8 / 5,2 / 5,2
Vnitřní průměr	1,2 / 2,2 / 2,2 / 2,8
Úhel ohybu	220°



Platnost akce může být omezena. Za tiskové chyby neručíme. Tyto slevy nelze kombinovat s jinými slevami či akčními cenami. Uvedené ceny jsou určeny pro konečného spotřebitele. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonné výši za jeden kus.



Sdílejte naše vize