

# Praxiject™ Saline CitraFlow™

Přednaplněné stříkačky pro  
uzavření a proplach žilních přístupů



# Rychle a bezpečně

+420 495 220 206  
www.polymed.cz

Přednaplněné stříkačky pro rychlý a bezpečný proplach a uzavření žilních přístupů.

## Praxiject™ Saline

Přednaplněná injekční stříkačka fyziologickým roztokem 0,9% NaCl pro snadný proplach žilních přístupů. Neobsahuje latex a konzervační látky.

10 ml roztoku v 10 ml stříkačce.

**Externě sterilní provedení pro použití ve sterilním poli.**



**Praxiject Saline 10 ml 0,9% NaCl, ES**  
P 09137 **50ks**



**14,90**



**PŘIROZENÝ ZPŮSOB  
UZÁVĚRU KATETRU**



**BEZPEČNĚJŠÍ  
NEŽ HEPARIN**

## CitraFlow™ 4%

Přednaplněná injekční stříkačka roztokem 4% citrátu sodného pro bezpečné a efektivní uzavírání a proplach žilních přístupů **přirozeným způsobem**.  
3 ml roztoku v 5 ml stříkačce.

**Bezpečnější** než Heparin a **efektivnější** než fyziologický roztok.

**Externě sterilní provedení pro použití ve sterilním poli.**



**CitraFlow 4%, dvojbalení 2x 3 ml**  
P 09139 **100ks**



**48,-**

## CitraFlow™ 46,7%

Přednaplněná injekční stříkačka antikoagulačním a antimikrobiálním roztokem 46,7% citrátu sodného pro bezpečné a efektivní uzavírání žilních přístupů (citrátová zátka) **přirozeným způsobem**. 3 ml roztoku v 5 ml stříkačce.

**Externě sterilní provedení pro použití ve sterilním poli.**



**CitraFlow 46,7%, dvojbalení 2x 3 ml**  
P 09138 **100ks**



**48,-**



Pro více informací  
načtěte QR kód

Platnost akce může být omezena. Za tiskové chyby neručíme. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonné výši.  
Tyto slevy nelze kombinovat s jinými slevami či akčními cenami. Uvedené ceny jsou určeny pro konečného spotřebitele.



**POLYMED medical CZ, a.s.**

Petra Jilemnického 14/51, 503 01 Hradec Králové  
Tel.: +420 495 220 206 / E-mail: obchod@polymed.cz

