



+420 495 220 206
www.polymed.cz

A family of six people walking on a sandy beach. The father and mother are carrying their two young daughters on their shoulders. They are all smiling and looking towards the right. The background shows a rocky coastline under a clear sky.

Měření tlaku a teploty

Profesionální měření
tlaku a tělesné teploty

WWW.POLYMED.CZ

Tlakoměr 630CR

P 09349 **1ks**

+420 495 220 206
www.polymed.cz

Moderní integrovaný bezhadičkový tlakoměr určený k měření krevního tlaku a pulsu u dospělých osob starších 12 let s obvodem horní části paže v rozmezí od 22 cm do 36 cm v domácím prostředí nebo ve zdravotnickém zařízení.

Zdravotnický prostředek třídy IIa.

Charakteristické vlastnosti

- Velmi snadné použití.
- Moderní integrovaný design bez hadiček.
- Kvalitní OLED displej.
- Inteligentní komunikační rozhraní Bluetooth.
- Dobíjecí lithium-iontová baterie.
- Paměť na 50 měření.
- Indikace nepravidelného srdečního rytmu.
- Detekce nesprávně nasazené manžety.
- Detekce chyb způsobených pohybem.
- Hlasové navádění. (v anglickém jazyce)
- Bezplatná mobilní aplikace Health Care+ pro OS Apple a Android. (v anglickém jazyce)
- Hmotnost pouze 257 g.
- Napájení USB-C.
- Rozsah měření tlaku: 0 až 300 mmHg.
- Rozsah měření pulsu: 40 až 200 puls/min.



Paměť na **100 000** měření



Velký podsvícený LCD displej



Přenosný



Ultra tichý



Dobíjecí akumulátor



Antikolizní a vodotěsný

Platnost akce může být omezena. Za tiskové chyby neručíme.
Tyto slevy nelze kombinovat s jinými slevami či akčními cenami. Uvedené ceny jsou určeny pro konečného spotřebitele.
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonné výši.



Sdílejte naše vize

Tlakoměr 650AR

P 09350 **1ks**

+420 495 220 206
www.polymed.cz

Tlakoměr určený k měření krevního tlaku a pulsu u dospělých osob starších 12 let v domácím prostředí nebo ve zdravotnickém zařízení.

Zdravotnický prostředek třídy IIa.

Charakteristické vlastnosti

- Podsvícený LCD displej.
- Hlasové navádění. (v anglickém jazyce)
- Paměť na 60 měření.
- Indikace nepravidelného srdečního rytmu.
- Detekce nesprávně nasazené manžety.
- Detekce chyb způsobených pohybem.
- Průměr ze tří měření.
- Inteligentní komunikační rozhraní Bluetooth.
- Dobíjecí lithium-iontová baterie.
- Hmotnost 306 g.
- Napájení USB-C.
- Rozsah měření tlaku: 0 až 300 mmHg.
- Rozsah měření pulsu: 40 až 200 puls/min.



980,-



Podsvícený digitální LCD displej



Funkce **hlasového vysílání**



60 paměťových skupin



Indikace nepravidelného srdečního rytmu



Detekce nesprávného nasazení manžety



Detekce chyb způsobených pohybem



Průměr ze tří měření



Bluetooth



Dobíjecí lithiová baterie

Manžeta 360L 22 cm až 45 cm

P 09351 **1ks**

Náhradní nafukovací manžeta pro dospělé s obvodem paže 22 až 45 cm. Určená pro tlakoměry Yuwell (např. P 09350 – Tlakoměr 650AR)



148,-

Platnost akce může být omezena. Za tiskové chyby neručíme.
Tyto slevy nelze kombinovat s jinými slevami či akčními cenami. Uvedené ceny jsou určeny pro konečného spotřebitele.
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonné výši.



Sdílejte naše vize

Teploměr bezdotykový YT1

P 09352 **1ks**

+420 495 220 206
www.polymed.cz

Bezdotykový infračervený teploměr určený k měření tělesné teploty pro diagnostické účely bezkontaktním způsobem (střed čela) u osob všech věkových kategorií, kromě předčasně narozených dětí nebo velmi malých dětí.

Zdravotnický prostředek třídy IIa.



780,-



Možnost **tichého režimu**



Kontrola správné vzdálenosti měření



Rychlé měření



Podsvícený displej



Vibrační signalizace

Charakteristické vlastnosti

- Rychlé měření.
- Vibrační signalizace.
- Možnost tichého režimu.
- Kontrola správné vzdálenosti měření.
- Podsvícený displej.
- Rozsah měření: 32 až 43 °C
- Jednotka měření teploty: °C / °F
- Doba měření: 1 sekunda
- Automatické vypnutí: 30 sekund
- Vzdálenost měření: 0 až 5 cm



POLYMED medical CZ, a.s.

Petra Jilemnického 14/51, 503 01 Hradec Králové
Tel.: +420 495 220 206 / E-mail: helpdesk@polymed.cz

